

KIN sól fizjologiczna 30 amp. x 5ml

Wskazania do stosowania

- Do zakraplania oczu, łagodzi warunki środowiskowe (klimatyzacja, suche powietrze, narażenie na dym).
- Do nawadniania nosa.
- Łagodzi objawy przekrwienia błony śluzowej nosa.
- Do płukania wszystkich typów soczewek kontaktowych.
- Zapobiega odwodnieniu hydrofilowych soczewek.
- Rozpuszcza tabletki enzymatyczne.

Zalety

- Pojedyncze dawki
- Nie zawiera środków konserwujących
- Nie zawiera środków buforujących
- Przystosowany do wrażliwych oczu i nozdrzy

Sposób użycia

- Za pomocą czystych rąk oddziel jedną ampułkę i otwórz ją przekracając końcówkę, unikając kontaktu z otworem.
- Bezpośrednie stosowanie do oczu: nacisnąć delikatnie na ampułkę w celu umożliwienia wiania roztworu soli fizjologicznej KIN na powierzchnię oka, tyle razy ile jest to wymagane.
- Czyszczenie powiek: namoczyć sterylną gazę roztworem soli fizjologicznej KIN i przetrzeć bądź przyłożyć na chwilę.
- Bezpośrednie stosowanie do nosa: przechylić głowę do tyłu, wsunąć końcówkę ampułki do nozdrza i delikatnie nacisnąć ampułkę. Powtórzyć procedurę w drugim nozdrzu. Wyprostować głowę aby umożliwić odpływ wydzieliny. Zetrzyj nadmiar. Unikaj dmuchania nosa mocno przez przynajmniej 10 minut po wkropleniu. W przypadku niemowląt używaj produktu przy jak najmniejszym nacisku, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia ucha środkowego.
- Czyszczenie soczewek: płukanie- po procesie czyszczenia albo kiedy to konieczne, weź soczewkę na dłoń, dodaj roztwór i delikatnie pocieraj soczewkę palcami.
- Rozpuszczenie tabletek enzymatycznych: postępuj zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi tabletek enzymatycznych.

Środki ostrożności

- Trzymać z dala od dzieci.
- Po otwarciu ampułki użyć natychmiast i resztkę wyrzucić, aby uniknąć ryzyka zanieczyszczenia i przyczyny infekcji.
- Nie używać tej samej ampułki przez więcej niż jedną osobę.
- Nie używać tej samej ampułki do obu nozdrzy i oczu.
- Nie używać produktu po dacie ważności.
- Nie używać uszkodzonej ampułki.
- W przypadku podrażnienia oczu lub nosa, skonsultować się ze specjalistą.
- Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Skład

- 0,9 % chlorku sodu, roztwór sterylny

Przeciwwskazania

- Brak przeciwwskazań

Opakowanie

- Ampułki, 30 szt. x 5 ml

