

KIN Microprox 0,9 mm szczoteczka do przestrzeni międzyzębowych 5 szt.



Wskazania do stosowania

- Czyszczenie trudno dostępnych przestrzeni międzyzębowych
- Jako uzupełnienie szczotkowania
- Dokładna higiena jamy ustnej

Zalety

- Optymalne usuwanie płytki nazębnej z niedostępnych przestrzeni międzyzębowych

Sposób użycia

- Umieść szczoteczkę z przodu przestrzeni międzyzębowych.
- Trzymaj szczoteczkę palcami bardzo delikatnie.
- Przesuwaj szczoteczkę ruchami od wewnątrz i na zewnątrz. Ze względu na kształt szczoteczki, ruch ten powoduje obrócenie jej ułatwiając penetrację i czyszczenie.

Przeciwwskazania

- Brak przeciwwskazań

Opakowanie

- Szczoteczki 0,9 mm do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych 5 szt.