

Silikon na podrażnienia spowodowane aparatem ortodontycznym

OrthoKIN silikon ortodontyczny



Wskazania do stosowania

- Podrażnienia spowodowane aparatem ortodontycznym

Zalety

- Zapobiega i łagodzi podrażnienia spowodowane aparatem ortodontycznym
- Chroni śluzówkę jamy ustnej, dziąsła i język przed otarciem
- Zapobiega uczuciu dyskomfortu
- Większa przyczepność dzięki szczególnej teksturze
- Pozostaje na miejscu przez dłuższy czas
- Całkowicie przezroczysty

Sposób użycia

- Oderwij kawałek silikonu i umieść go na klamercie, która powoduje dolegliwości.
- Następnie kształtuj palcami kawałek silikonu w celu zapewnienia maksymalnego dopasowania.

Skład

- Guma silikonowa

Przeciwwskazania

- Brak

Opakowanie

- Zestaw silikonowych pasków