



## Wosk na podrażnienia spowodowane aparatem ortodontycznym

OrthoKIN wosk ortodontyczny



### Wskazania do stosowania

- Podrażnienia spowodowane aparatem ortodontycznym

### Zalety

- Zapobiega i łagodzi podrażnienia spowodowane aparatem ortodontycznym
- Chroni śluzówkę jamy ustnej, dziąsła i język przed otarciem
- Zapobiega uczuciu dyskomfortu

### Sposób użycia

- Odłamał kawałek wosku i nałóż na drut, klamerkę lub aparat ortodontyczny powodujący ból.

### Skład

- Mirkokrystaliczny wosk

### Przeciwwskazania

- Brak przeciwwskazań

### Opakowanie

- Wosk ortodontyczny w paskach